

<b>Ydelse 5086</b>	<b>Primær aksillær hyperhidrosis med botulinumtoksin (overaktivitet i svedkirtlerne i armhulen)</b>
Ny/eksisterende	Ny rammeydelse
Målgruppe/ indikation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Symptomer viser sig i barndommen, eller mens patienten er ung (før 25-årsalderen)</li> <li>• Patienten sveder uforudsigeligt og uafhængigt af temperaturen</li> <li>• Patienten sveder fortrinsvist på et eller flere afgrænsede steder med bilateral symmetri</li> <li>• Daglige gener der forringer hverdagslivet</li> <li>• Ingen forhøjet svedproduktion når patienten sover</li> <li>• Positiv familiehistorie</li> </ul>
Undersøgelse/ behandling	<p>Patientgruppe afgrænses på følgende måde: Patienten sidder indledningsvist et kvarter i venteværelset.</p> <p>Herefter appliceres en papirfilterskive på ca. ni cm i diameter med okkluderende materiale i den ene armhule. Efter yderligere 5 min. vejes posen inkl. okkluderende materiale og filterskive. Herefter fratrækkes værdien for en kontrolpose med skive og okkluderende materiale.</p> <p>Grænsen sættes arbitrært ved &gt;0,1 gram i en armhule efter 5 min.</p> <p>Behandlingshierarkiet for behandling af svedtendens i armhulerne følger den til enhver tid gældende vejledning fra Dansk Dermatologisk Selskab (DDS):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klinisk konsultation – afklarende samtale</li> <li>2. Lokal behandling med sveddæmpende midler – primært aluminiumklorid opløst i ætylalkohol eller Glycopyrrolate creme</li> <li>3. Behandling med systemisk lægemiddel</li> <li>4. Behandling med botulinumtoksin – forudsat sværhedsgrad af hyperhidrosis som angivet ovenfor (&gt;0,1 gram sved i armhule efter 5 min.)</li> <li>5. Mikrobølge terapi</li> </ol> <p>Indikation for behandlingen skal revurderes efter tre behandlinger jf. metoden overfor.</p>
Særlige forhold	<p>Patienten tilbydes behandlinger med minimum 9 måneder imellem hver behandling med botulinumtoksin ved svedtendens i armhuler. Såfremt effekten af behandlingen i armhulerne er betydelig kortere, anbefales henvisning til hudafdeling.</p> <p>Punkt 1-4 i behandlingshierarkiet for behandling af svedtendens i armhulerne foregår i speciallægepraksis og på sygehus. Punkt 5 i behandlingshierarkiet foregår udelukkende på sygehus.</p>
Apparatur	Vægt, der er verificerbar ned til 10 mg nøjagtighed.

Uddannelsesbehov	
Klinikpersonale	Dele af ydelsen kan udføres af klinikpersonale efter speciallægens instruks eksempelvis vejning af okkluderende materiale.
Utensilier	Sprøjter/nåle. Testmateriale.
Kvalitetssikring	Når der forefindes nationale kliniske databaser, skal der indberettes hertil.
Patientinformation	Relevant mundtlig og skriftlig information.